

LLG-Elektrolytlösungen, KCl

Kaliumchlorid-Elektrolyt für pH-Elektroden, zum Auffüllen oder Austauschen des Bezugselektrolyten.

Die Sicherheitsdatenblätter zu diesen Produkten finden Sie unter www.llg-labware.com.

Konzentration mol/l	Inhalt	VP Anzahl	VP Inhalt ml	Menge pro VE	Bestell Nr.
3	1 à 1.000 ml	1	1000	1	9.041 370
3	1 à 250 ml	1	250	1	9.041 371
3	1 à 250 ml	1	250	1	9.041 372